

NEXUS / OBSTÉTRIQUE


Surveillance de la cardiotocographie en salle d'accouchement




NEXUS / OBSTÉTRIQUE est aussi bien une solution logicielle moderne pour l'utilisateur qu'un système de surveillance de la cardiotocographie (CTG) fiable, innovant et sûr.

Des caractéristiques comme l'architecture modulaire, la facilité d'utilisation, la présentation lisible et claire des informations ainsi que l'intégration complète à la documentation des soins obstétricaux constituent les conditions fondamentales pour un système moderne de surveillance de la cardiotocographie.

NEXUS / OBSTÉTRIQUE en tant que système de base satisfait déjà ces exigences. Différentes options permettent par exemple la présentation des paramètres maternels sous forme de graphiques ou l'utilisation de méthodes d'analyse de la CTG innovantes. De plus, NEXUS / OBSTÉTRIQUE permet l'archivage de la CTG dans le dossier électronique de la patiente au sein du système d'information de l'établissement.



NEXUS / OBSTÉTRIQUE – Surveillance des salles d'accouchement



NEXUS / OBSTÉTRIQUE – Suivi des paramètres maternels au cours de la grossesse

NEXUS / OBSTÉTRIQUE pour la salle d'accouchement

- + Analyse eQCTG selon Prof. Roemer / Prof. Walden
- + Score CTG selon FIGO sous forme de graphiques
- + Affichage des résultats STAN Neoventa, authentiques aux originaux
- + Suivi des paramètres maternels au cours de la grossesse
- + Fonction loupe (multiplication par quatre) pour la détection des microfluctuations
- + Connexion possible de plus de 100 lits au système de surveillance
- + Vue multi-lits configurable et personnalisable par client
- + Rassemblement de plusieurs lits, salles d'accouchement au sein de groupes
- + Interface HL7 compatible à tous les Systèmes d'Information Hospitaliers courants
- + En option : exportation de fichiers PDF totalement automatique et impression des courbes CTG et des notes
- + Alarme visuelle et sonore selon la norme DIN EN 60601-1-8
- + Architecture système modulaire, évolutive et stable
- + Reconnaissance automatique de tous les cardiocardiographes courants
- + Compatibilité avec divers protocoles CTG
- + Module web optionnel pour la présentation des courbes dans un navigateur web

Vos avantages en un coup d'oeil

- + Solution intégrale experte disposant de modules haute performance
- + Excellentes possibilités d'interfaçage avec les SIH
- + Méthodes d'analyse CTG innovantes
- + Indépendance vis à vis du matériel informatique et compatibilité au réseau sans-fil
- + Solution modulaire : de l'utilisateur isolé jusqu'au réseau complexe de l'établissement

nexus | optim
tracking solutions

NEXUS / OPTIM, Bâtiment Alizés, 32 rue des Berges
38 000 Grenoble
Tél. +33(0)4 76 95 79 00 , info@optim.fr
www.nexus-optim.fr

* La société NEXUS / DIS GmbH (fabricant de NEXUS / OBSTÉTRIQUE) est connue dans le monde entier comme fabricant certifié ISO de produits médicaux (DIN EN ISO 9001:2008; DIN EN ISO 13485:2003).

